



# Cánulas refractivas

Productos diseñados para irrigar la córnea y el estroma durante procedimientos refractivos por láser.

Código	Calibre y medidas	Descripción	Punta
M2804	 25G x 7/8" 0,5 x 22 mm	Cánula de irrigación Lasik. Conformada, 7 mm desde la punta. Seis puertos de 0,15 mm a 2, 4 y 6 mm desde la punta	
M2817	 27G x 7/8" 0,4 x 22 mm	Cánula de irrigación Lasik. Conformada, 9 mm desde la punta. Seis puertos de 0,15 mm a 2 y 4 mm desde la punta	
M2822	 25G x 7/8" 0,5 x 22 mm	Cánula de irrigación Lasik. Conformada, 7 mm desde la punta. Seis puertos de 0,15 mm a 2, 4 y 6 mm desde la punta cerrada	
M2824	 26g x 7/8" 0,45 x 22 mm	Cánula de irrigación Lasik. Conformada, 9,5 mm desde la punta espatulada (Slade)	
M2801	 25G x 7/8" 0,5 x 22 mm	Cánula de irrigación Lasik. Punta plana. Angulada con dos puertos de 0,25 mm (Lin)	
M2802	 25G x 1 1/8" 0,5 x 29 mm	Cánula de irrigación Lasik. Conformada con dos puertos laterales de 0,20 mm (Buratto)	
M3914	 23G x 7/8" 0,64 x 22 mm	Cánula de irrigación Lasik. Conformada, 10,5 mm desde la punta plana.	