

Marcadores esclerales (estériles y no estériles)

Código	Calibre y medidas	Descripción	Punta
M7500	3,5 mm/4.0 mm	Marcador escleral. Longitud 80 mm	<p>El marcador escleral está diseñado para determinar el punto de inyección o incisión a través de la pars plana, cuando está situado frente al limbo.</p>
M7510	3,5mm	Placa de fijación escleral. Longitud 75 mm	<p>La placa de fijación escleral permite fijar el globo y la inyección precisa en pars plana cuando se sitúa sobre el limbo usando la ranura calibrada de 3,5 mm.</p> 