

## Marqueurs scléaux (stériles et non stériles)

Code	Gauge et dimensions	Description	Extrémité
M7500	3,5 mm/4.0 mm	Marqueur scléral. Longueur 80 mm	
M7510	3,5mm	Plaque de fixation sclérale. Longueur 75mm	

Le marqueur scléral est conçu pour déterminer le point d'injection ou d'incision à travers le pars plana, lorsqu'il est situé contre le limbe.

La plaque de fixation sclérale permet la fixation du globe et une injection précise à travers le pars plana lorsqu'il est situé contre le limbe, en utilisant le sillon de 3,5 mm

