

Dispositifs de maintien de chambre antérieure

Canules auto-fixantes conçues pour la perfusion continue de liquide pour maintenir la chambre antérieure au cours des opérations de la cataracte ou des vitrectomies antérieures.

Code	Gauge et dimensions	Description	Extrémité
M2658	23G x $\frac{3}{4}$ "	0,64 x 3,5 mm	Dispositif de maintien de chambre antérieure. Tube silicone de 150 mm. Avec bagues pour une auto-fixation de la canule (Lewicky)
M2657	20G x $\frac{3}{4}$ "	0,9 x 3,5 mm	Dispositif de maintien de chambre antérieure. Tube silicone de 150 mm. Avec bagues pour une auto-fixation de la canule (Lewicky)

Canules pour maintien de chambre antérieure

Pour la préservation et la formation de la chambre antérieure au cours d'une intervention chirurgicale par injection ou retrait de matériaux viscoélastiques, de BSS ou d'air.

Code	Gauge et dimensions	Description	Extrémité
M2639	25G x 1"	0,5 x 25 mm	Canule de chambre antérieure. Angulée à 35°, 7,5 mm de l'extrémité (Rycroft)
M2270	30G x $\frac{7}{8}$ "	0,3 x 22 mm	Canule de chambre antérieure. Angulée à 30°, 4 mm de l'extrémité (Rycroft)
M2270A	30G x $\frac{7}{8}$ "	0,3 x 22 mm	Canule de chambre antérieure. Angulée à 30°, 8 mm de l'extrémité (Rycroft)
M2273	30G x $\frac{7}{8}$ "	0,3 x 22 mm	Canule de chambre antérieure. Angulée à 30°, 5,5 mm de l'extrémité (Rycroft)
M2273A	27G x $\frac{7}{8}$ "	0,4 x 22 mm	Canule de chambre antérieure. Angulée à 30°, 4,5 mm de l'extrémité (Rycroft)
M2279	27G x $\frac{7}{8}$ "	0,4 x 22 mm	Canule de chambre antérieure. Angulée à 45°, 11 mm de l'extrémité (Rycroft)
M2275	25G x $\frac{7}{8}$ "	0,5 x 22 mm	Canule de chambre antérieure. Angulée à 30°, 5 mm de l'extrémité (Rycroft)
M2273G	23G x $\frac{7}{8}$ "	0,64 x 22 mm	Canule de chambre antérieure. Angulée à 30°, 5,5 mm de l'extrémité (Rycroft)
M2642	21G x $\frac{7}{8}$ "	0,81 x 22 mm	Canule de chambre antérieure. Angulée à 30°, 7,5 mm de l'extrémité (Rycroft)
M2273B	20G x $\frac{7}{8}$ "	0,9 x 22 mm	Canule de chambre antérieure. Angulée à 45°, 7,5 mm de l'extrémité (Rycroft)

Canule d'injection transzonulaire

Pour l'injection peropératoire d'antibiotiques et de stéroïdes combinés.

Code	Gauge et dimensions	Description	Extrémité
M2280	27G x $\frac{7}{8}$ "	0,4 x 22 mm	Canule d'injection transzonulaire. Angulée à 33°, 2 mm de l'extrémité.