

Cánulas para viscoelástico

Para la inyección de productos viscoelásticos en la cámara anterior o posterior.

Código	Calibre y medidas	Descripción	Punta
 M3926A	 27G x 7/8" 0,4 x 22 mm	Cánula para viscoelástico. Angulada 35°, 9 mm desde la punta.	
M3927	 27G x 7/8" 0,4 x 22 mm	Cánula para viscoelástico. Angulada 25°, 8 mm desde la punta.	
M2272	 26G x 7/8" 0,45 x 22 mm	Cánula para viscoelástico. Angulada 35°, 9 mm desde la punta.	
M2639A	 25G x 7/8" 0,5 x 22 mm	Cánula para viscoelástico. Angulada 35°, 9 mm desde la punta.	
M3909	 23G x 7/8" 0,64 x 22 mm	Cánula para viscoelástico. Angulada 45°, 9 mm desde la punta.	
M3910A	 21G x 7/8" 0,81 x 22 mm	Cánula para viscoelástico. Angulada 45°, 9 mm desde la punta.	
 M3910	 21G x 7/8" 0,81 x 22 mm	Cánula para viscoelástico. Recta	
 M3917	 27G x 7/8" 0,4 x 22 mm	Cánula para viscoelástico. Angulada y conformada, 11 mm desde la punta.	

NUEVO

NUEVO