




























Los cistitomos de irrigación están diseñados para la capsulorrexis, intercapsular/endocapsular y otras técnicas de capsulotomía. Los cistitomos conformados tienen la forma adecuada para adaptarse al cristalino. Los cistitomos de curva corta se adaptan mejor a ojos hundidos o con pupilas pequeñas. Los cistitomos de capsulorrexis tienen una punta especial que les permite un mayor control del flap cuando se realizan capsulotomías curvilíneas continuas.

## Cistitomos de irrigación conformados

Código	Calibre y medidas	Descripción	Punta
			
M3630	 30G x $\frac{5}{8}$ " 0,3 x 16 mm	Cistitomo. Conformado	
M3610B	 27G x $\frac{5}{8}$ " 0,4 x 16 mm	Cistitomo. Conformado	
M3610	 25G x $\frac{5}{8}$ " 0,5 x 16 mm	Cistitomo. Conformado	
M3610S	 25G x $\frac{5}{8}$ " 0,5 x 16 mm	Cistitomo. Punta corta. Conformado	
M3602	 25G x $\frac{5}{8}$ " 0,5 x 16 mm	Cistitomo. Corte lateral. Conformado	
			
M3610C	 25G x $\frac{5}{8}$ " 0,5 x 16 mm	Cistitomo. Punta angulada 35°. Conformado	
			
 M3627A	 27G x $\frac{5}{8}$ " 0,4 x 16 mm	Cistitomo. Curva corta. Conformado.	
M3627	 25G x $\frac{5}{8}$ " 0,5 x 16 mm	Cistitomo. Curva corta. Conformado.	
			
M3626	 27G x $\frac{5}{8}$ " 0,4 x 16 mm	Cistitomo. Angulado	
 M3626A	 25G x $\frac{5}{8}$ " 0,5 x 16 mm	Cistitomo. Angulado	
			
M3629	 25G x $\frac{5}{8}$ " 0,5 x 16 mm	Cistitomo. Punta inversa. Conformado	
			
 M3615	 27G x $\frac{7}{8}$ " 0,4 x 22 mm	Cistitomo largo. Conformado.	



## Cistitomos de capsulorrexis conformados

Código	Calibre y medidas	Descripción	Punta
 M3000F	● 27G x 5/8" 0,4 x 16 mm	Cistitomo. Conformado	
M3000G	● 25G x 5/8" 0,5 x 16 mm	Cistitomo. Conformado	
 M3000E	● 27G x 5/8" 0,4 x 16 mm	Cistitomo. Curva corta. Conformado	
M3000D	● 25G x 5/8" 0,5 x 16 mm	Cistitomo. Curva corta. Conformado	