







## Cánulas pulidoras de cápsula







Diseñadas para pulir y limpiar los restos de córtex del saco capsular. Las puntas de silicona proporcionan un pulido suave y una inserción y retirada atraumáticas. Las cánulas con micrograbado son ligeramente rugosas para un pulido suave. Las cánulas con punta de oliva permiten pulir sobre una superficie mayor con un menor riesgo de desgarro de la cápsula posterior.

Código	Calibre y medidas	Descripción	Punta
M8604A	 23G x 7/8" 0,64 x 22 mm	Pulidor de cápsula. Angulado, 9 mm desde la punta. Aspiración a través de un puerto lateral de 0,3 mm. Punta con micrograbado	
M8604	 21G x 1" 0,81 x 25 mm	Pulidor de cápsula. Angulado, 12,5 mm desde la punta. Aspiración a través de un puerto lateral de 0,3 mm. Punta con micrograbado	
 M8604B	 21G x 7/8" 0,81 x 22 mm	Pulidor de cápsula. Angulado, 9 mm desde la punta. Aspiración a través de un puerto lateral de 0,3 mm. Punta con micrograbado	
 M8645	 23G x 7/8" 0,64 x 22 mm	Raspador de cápsula. Angulado, 0,5 y 7 mm desde la punta. Extremo distal con micrograbado.	

## Pulidores con punta de silicona

Código	Calibre y medidas	Descripción	Punta
M8605	 27G x 7/8" 0,4 x 22 mm	Pulidores con punta de silicona. Angulado	
M8605A	 23G x 7/8" 0,64 x 22 mm	Pulidores con punta de silicona. Angulado	
M8608	 27G x 7/8" 0,4 x 22 mm	Pulidor con punta de silicona. Curvatura de 45°	

## Cánulas con punta de oliva

Código	Calibre y medidas	Descripción	Punta
 M8622	 25G x 1" 0,5 x 25 mm	Pulidor con punta de oliva. Angulado, 10 mm desde la punta. Punta con micrograbado.	
M8620C	 23G x 1" 0,64 x 25 mm	Pulidor con punta de oliva. Curvo	
M8621	 23G x 1" 0,64 x 25 mm	Pulidor con punta de oliva. Curvo. Punta con micrograbado	