



## Tube d'extension haute pression

Code	Gauge et dimensions	Description
	125 mm	Tube d'extension haute pression

## Canules de perfusion auto-fixantes

Pour une insertion et une extraction simples sans suture de retenue. Conçues pour une utilisation directe sur l'œil, sans avoir recours à un trocart.

Code	Gauge et dimensions	Description	Extrémité
	Longueur totale 300 mm		
M4464	20G 4,3 mm	Canule de perfusion auto-fixante. Angulée	

	Longueur totale 150 mm		
M4467A	20G 6 mm	Canule de perfusion auto-fixante. Droite	