



## Cánulas vítreo-retinianas

Código	Calibre y medidas	Descripción	Punta
 M4486	 27G x 1¼"	0,4 x 32 mm	Cánula de aspiración
M4477	 25G x 1¼"	0,5 x 32 mm	Cánula de aspiración
M4478	 23G x 1¼"	0,64 x 32 mm	Cánula de aspiración
M4478B	 23G UTW x 1¼"	0,64 x 32 mm	Cánula de aspiración. Pared ultra fina
M4471	 20G x 1¼"	0,9 x 32 mm	Cánula de aspiración
M4410	 20G	0,9mm	Cánula para fluido subretiniano. Recta. La funda de silicona se extiende 6 mm desde el extremo de la cánula







## Cánulas para inyección de fluidos viscosos

Código	Calibre y medidas	Descripción	Punta
M4454	 20G x ¼"	0,90 x 7 mm	Cánulas para inyección de fluidos viscosos
M4453	 25G x ¼"	0,5 x 7 mm	Cánulas para inyección de fluidos viscosos
M4452	 23G x ¼"	0,64 x 8 mm	Cánulas para inyección de fluidos viscosos. Punta biselada
 M4447	 23G x ¼"	0,64 x 4 mm	Cánulas para inyección de fluidos viscosos
 M4448	 25G x ¼"	0,5 x 4 mm	Cánulas para inyección de fluidos viscosos



## Cánulas Dual-Bore

Código	Calibre y medidas	Descripción	Punta
M4474	 20G/25G	0,9/0.5 mm	Cánula Coaxial (Dual Bore) para Perfluorocarbono
M4499	 23G/30G	0,64/0.3 mm	Cánula Coaxial (Dual Bore) para Perfluorocarbono
M4499A	 25G/30G	0,5/0.3 mm	Cánula Coaxial (Dual Bore) para Perfluorocarbono

## Cánulas cepillo de silicona

Código	Calibre y medidas	Descripción	Punta
			
M4449	 25G x 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " 0,5 x 35 mm	Cepillo de silicona. La silicona se extiende 0,7 mm hasta el extremo de la cánula	
M4459	 23G x 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " 0,64 x 32 mm	Cepillo de silicona. La silicona se extiende 0,7 mm hasta el extremo de la cánula	
M4475	 20G x 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " 0,9 x 32 mm	Cepillo de silicona. La silicona se extiende 1.25 mm hasta el extremo de la cánula	
M4475A	 20G x 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " 0,9 x 32 mm	Cepillo de silicona. La silicona se extiende 0,6 mm hasta el extremo de la cánula	

## Cánulas de punta blanda

Código	Calibre y medidas	Descripción	Punta
			
M4456	 25G x 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " 0,5 x 32 mm	Punta blanda. La silicona se extiende 1 mm hasta el extremo de la cánula	
M4458	 23G x 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " 0,64 x 32 mm	Punta blanda. La silicona se extiende 2 mm hasta el extremo de la cánula	
M4457	 20G x 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " 0,9 x 32 mm	Punta blanda. La silicona se extiende 1 mm hasta el extremo de la cánula	